CONTROL DE INFECCIONES EN EL MANEJO SEGURO DE PACIENTES



SOLUCIONES DE TRANSFERENCIA EN LA ERA COVID

Elimina el riesgo de infecciones cruzadas manteniendo los correctos procedimientos en el manejo de pacientes y seguridad laboral

MediCauce
Technology for better care

Estera de deslizamiento desechable EasySlide







EasySlide desechable, 50x70cm


Estera de deslizamiento desechable para uso individual y así minimizar las infecciones cruzadas.
Para el posicionamiento y recolocación de pacientes en cama. Reduce la fricción y la cizalla, facilitando el trabajo del cuidador y previniendo úlceras por presión.
Suministrado en rollos pre-cortados a 50cm, permite usar esteras de 50, 100, 150 y 200cm con un ancho estándard de 70 cm.

Ref.	Artículo	Uds
2040	EasySlide, 50x70 cm Desechable	2 Rollos x 60 uds

Tabla de transferenca RollerSlide y Funda desechable







Fundas desechables, RollerSlide

El accesorio ideal para mantener la higiene entre usuarios con las tablas de transferencia horizontal RollerSlide.
El RollerSlide facilita la transferencia en posición tumbada de cama a camilla, a mesa de Rayos X, etc. Las fundas desechables se colocan fácilmente cubriendo la sabana deslizante del
RollerSlide antes de ser usado con un paciente, así se evita el contacto directo de cada paciente con el dispositivo

Ref.	Artículo	Uds
9138	Funda desechable Roller Slide (para 9145, 9148, 9120)	2 Rollos x 50 uds
9168	Funda desechable Roller Slide (para 9155, 9158, 9110)	2 Rollos x 115 uds
9145	RollerSlide, 175 x 50 cm, Plegable 4,1 kg	
9148	RollerSlide, Flexi, 175 x 50 cm, Plegable 3,9 kg	
9120	RollerSlide, Light (Radio transparente) 175 x 50 cm, Plegable 2 kg	
9170	RollerSlide, Ligt Extra Ancho (Radio transparente) 175 x 60 cm, Plegable 5,7 Kg	

Funda desechable para EasySlide y WallRack







Fundas desechables, EasySlide

Para combinar con las esteras de deslizamiento acolchadas EasySlide.
Las esteras de deslizamiento EasySlide son una herramienta para el posicionamiento del paciente encamado y para la transferencia horizontal. Las fundas desechables se colocan fácilmente sobre la estera impidiendo las posibles infecciones cruzadas.

Ref.	Artículo	Uds
1055	Funda desechable para EasySlide (190x60)	2 Rollos x 50 uds
1085	WallRack - Soporte dispensador para almacenamiento de fundas desechables y esteras de deslizamiento EasySlide	1 ud
		NOTA: Otras medidas consultar

ReturnBelt desechable





Cinturón de transferencias y soporte ReturnBelt

Fabricado en tejido no tejido, el ReturnBelt desechable es una herramienta ideal en el entrenamiento de marcha, soporte y apoyo a la bipedestación y como elemento de sujección para la plataforma de transferencia ReTurn 7500.
Gracias a su diseño exclusivo, además de dar soporte en la cintura, cuenta con una cinta en la zona de coxis, lo que facilita el apoyo a la bipedestación y evita que el cinturón se suba.

Ref.	Artículo	Uds
6233	ReTurnBelt, Desechable, S	5 uds.
6234	ReTurnBelt, Desechable, M	5 uds.
6235	ReTurnBelt, Desechable, L	5 uds.
6236	ReTurnBelt, Desechable, XL	5 uds.

LimbSling, deschable, elevador miembros





LimbSling

Es un accesorio desechable para grúas de elevación y grúas de techo, que facilita la elevación mecánica de miembros superiores e inferiores, por ejemplo para realizar una cura en talones o un vendaje compresivo.

Ref.	Artículo	Uds
49292000	LimbSling desechable (150Kg)	1 ud

TurningSling, desechable.





TurningSling, desechable.

Para la lateralización de pacientes encamados.
falcilita el giro de pacientes en la cama, asistidos por grúa de elevación móvil o de techo.
Elimina esfuerzos innecesarios a los cuidadores, reduciendo la necesidad de personal, para esa tarea.



Ref.	Artículo	Uds
49592000	TurningSling desechable. Anclaje doble (250Kg)	1 ud
49592005	TurningSling desechable. Anclaje sencillo (250Kg)	1 ud

Tablas multiuso EasyGlide oval







EasyGlide Oval

Las tablas EasyGlide Oval, son flexibles y deslizantes, con los bordes redondeados para que se puedan colocar fácilmente. Están fabricadas en polietileno de alta densidad y son fácilmente desinfectables con cualquier desinfectante de superficie con base alcohólica.

Se utilizan tanto para el posicionamiento del paciente en cama como para colocación de arneses, así como para transferencias horizontales cuando la distancia no sobrepasa lo 5 cm.

Ref.	Artículo	Uds
5040	EasyGlide oval, 85x39 cm	1 ud
5042	EasyGlide oval, 85x39 cm	2 uds

Tablas de posicionamiento sentado EasyGlide oval mini








EasyGlide oval mini

EasyGlide oval mini son unas tablas de posicionamiento para la correcta recolocación de usuarios que se deslizan en posición sentada.

Están fabricadas en polietileno de alta densidad, son fácilmente deslizables bajo los isquiones del usuario y se desinfectan con cualquier desinfectante de superficie con base alcohólica.

Ref.	Artículo	Uds
5045	EasyGlide oval mini, 45x20 cm	2 uds

Tabla de transferencia horizontal EasyGlide







EasyGlide, tabla de de transferencia horizontal

EasyGlide es una tabla de transferencia horizontal para realizar transferencias de cama a camilla, a mesa de rayos X, o cualquier otra superficie.

Están fabricadas en polietileno de alta densidad y son fácilmente desinfectables con cualquier desinfectante de superficie con base alcohólica.

Cuentan con una superficie antideslizante en la parte inferior para aumentar la seguridad durante la transferencia.

Ref.	Artículo	Uds	Especificaciones
5000	EasyGlide 120x60cm	1 ud	<5 cm 250 kg, < 10 cm 200 kg, <15 cm 150kg

Arneses desechable HighBackSling (Loop)





Arnés HighBackSling

Los arneses HighBackSling desechables son arneses de uso individual que se pueden utilizar multitud de veces. Están indicados para pacientes dependientes y ofrecen control cefálico lo que los hace ideales para casi cualquier usuario en la mayoría de transferencias. Están fabricado en material no tejido muy resistente y están certificados hasta 200kg (execepto la talla XXL que está testada hasta 300Kg

Ref.	Artículo	Uds	Peso Paciente
40890004	HighBackSling desechable, reforzado, S	pack 5 uds.	30-55 kg
40890006	HighBackSling desechable, reforzado, M	pack 5 uds.	50-90 kg
40890007	HighBackSling desechable, reforzado,L	pack 5 uds.	80-110 kg
40890008	HighBackSling desechable, reforzado, XL	pack 5 uds.	110-160 kg
40890009	HighBackSling desechable, reforzado, XXL	pack 5 uds.	150-250 kg

Arneses desechable MySling (Clip)







Arnés MySling Clip

Los arneses MySling desechables son arneses de uso individual que se pueden utilizar multitud de veces.
Cuentan con un certificado de compatibilidad con la mayoría de grúas con anclaje de tipo Clip.
Están indicados para pacientes dependientes y ofrecen control cefálico lo que los hace ideales para casi cualquier usuario en la mayoría de transferencias. Están fabricados en material no tejido muy resistente y están certificados hasta 300kg

Ref.	Artículo	Uds	Medida Asiento
LS2510052	Arnes MySling HighBack CLIP, XS. Desechable CLIP	10 uds	< 23cm
LS2510005	Arnes MySling HighBack CLIP, S. Desechable CLIP	10 uds	23 - 30 cm
LS2510006	Arnes MySling HighBack CLIP, M. Desechable CLIP	10 uds	30 - 38 cm
LS2510007	Arnes MySling HighBack CLIP, L. Desechable CLIP	10 uds	38 - 46 cm
LS2510008	Arnes MySling HighBack CLIP, XL. Desechable CLIP	5 uds	46 - 56 cm

Arneses de bipedestación ThoraxSling



ThoraxSling desechable con soporte sentado

ThoraxSling desechables son arneses para uso individual que se pueden utilizar multitud de veces.
Cuentan con apoyo extra por debajo de coxis, lo que los hace ideales para usuarios muy dependientes, con poco tono, facilitando una transferencia segura.
ThoraxSling es un arnés profesional, diseñado para cumplir con los más altos estándares de calidad y confort. Cuenta con cinturón con hebilla. Es un arnés exclusivo para las grúas MiniLift125, 160 y 200.

Ref.	Artículo	Uds
45690004	ThoraxSling, con soporte sentado, desechable, S	pack 5 uds.
45690006	ThoraxSling, con soporte sentado, desechable, M	pack 5 uds.
45690007	ThoraxSling, con soporte sentado, desechable, L	pack 5 uds.
45690008	ThoraxSling, con soporte sentado, desechable, XL	pack 5 uds.





ThoraxSling limpiable

ThoraxSling limpiable está fabricado en un exclusivo material **desinfectable** y facilísimo de limpiar en superfice que facilita la higiene entre usuarios. Es un material acolchado muy suave que resulta cómodo para el paciente simplificando los procesos y evitando tener que pasar por lavandería en caso de ensuciarse. Son ideales para realizar higienes en usuarios con una mínima capacidad de bipedestación.

Ref.	Artículo	Uds
45550004	ThoraxSling, Limpiable, max 205 kg, S	1 ud.
45550006	ThoraxSling, Limpiable, max 205 kg, M	1 ud.
45550007	ThoraxSling, Limpiable, max 205 kg, L	1 ud.
45550008	ThoraxSling, Limpiable, max 205 kg, XL	1 ud.
45550009	ThoraxSling, Limpiable, max 205 kg, XXL	1 ud.

MediCauce
Technology for better care

Medicauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Jarama 132, Nave 10-13 45007, Toledo; España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com www.medicauce.com

Distribuidor: